

# LES BOÎTIERS UNIPOLAIRES

Les connecteurs mâles et femelles sont conditionnés sans les cosSES. Sauf les blisters.

## 2 VOIES



**MÂLE NU**  
**2 x 6,3 mm<sup>2</sup>**  
779 911 3  
Sachet 10



**FEMELLE NUE**  
**2 x 6,3 mm<sup>2</sup>**  
779 912 0  
Sachet 10



**MÂLE + FEMELLE**  
**+ COSSES**  
790 742 6  
blister 1

## 3 VOIES



**MÂLE NU**  
**3 x 6,3 mm<sup>2</sup>**  
779 913 7  
Sachet 10



**FEMELLE NUE**  
**3 x 6,3 mm<sup>2</sup>**  
779 914 4  
Sachet 10



**MÂLE + FEMELLE**  
**+ COSSES**  
790 743 3  
blister 1

## 4 VOIES



**MÂLE NU**  
**4 x 6,3 mm<sup>2</sup>**  
779 915 1  
Sachet 10



**FEMELLE NUE**  
**4 x 6,3 mm<sup>2</sup>**  
779 916 8  
Sachet 10



**MÂLE + FEMELLE**  
**+ COSSES**  
790 744 0  
blister 1

## 6 VOIES



**MÂLE NU**  
**6 x 6,3 mm<sup>2</sup>**  
779 895 6  
Sachet 10



**FEMELLE NUE**  
**6 x 6,3 mm<sup>2</sup>**  
779 896 3  
Sachet 10



**MÂLE + FEMELLE**  
**+ COSSES**  
790 745 7  
blister 1

## 8 VOIES



**MÂLE NU**  
**8 x 6,3 mm<sup>2</sup>**  
779 925 0  
Sachet 10



**FEMELLE NUE**  
**8 x 6,3 mm<sup>2</sup>**  
779 926 7  
Sachet 10

FEMELLE



### C O S S E S N U E S

**LARGEUR 6,3 mm<sup>2</sup>**

**SECTION 1,5 À 2,5 mm<sup>2</sup>**

Boîte 100 : 765 905 9

Blister 20 : 790 651 1

**SECTION 2 À 6 mm<sup>2</sup>**

Boîte 100 : 765 906 6

766 906 5

790 653 5

766 907 2

MÂLE

